

FUJIIRYŌKI

一歩二歩三歩 踏みしめて60周年



創業 60 周年記念限定モデル

マッサージチェア AN-60
RelaxSolution

60年の集大成。

贅沢に高級本革を惜しみなく使い、細部まで手を抜かない。

使い込むほど味わいが増す高級感と

大人の落ち着きを兼ね備えた仕様により、

身体の癒しだけでなく心の癒しまで贅沢に味わうことを目指した最高峰モデル。

高級本革
仕様


日本製



メタリックライン



高級本革



木目調パネル



サイドライン

60th Anniversary Premium Model

特長 新リクライニング機構

独自機能

1 今までにないフラット感を生む ベッドポジション

新開発の独自フレーム機構により、フルリクライニングの際にフラットに近い感覚を生む「ベッドポジション」を実現。フラットに近い姿勢を生み出すことで長時間でも身体をゆったり預けることができます。また、肩の位置・腰・座・腕・脚部が追従して動くことで、マッサージポジションのズレを制御します。



特長 長時間リラク্সコース

NEW

※当社調べ2013年7月現在

業界初
30分

2 現実から解き放たれる30分 ソムリエコース

30分の専用プログラムが、心身に極上の休息をもたらします。

1～5分
エア―&ストレッチ
マッサージ

5～10分
ゆったり
マッサージ

10～18分
しっかり
マッサージ

18～26分
ととのえ
マッサージ

26～30分
リラクックス
モード

商品のご購入は

オンラインショッピング フジ医療器モール

<http://www.fuji-mall.com/>

【受注生産商品です】お客様からの注文をお受けしてから、生産をいたします。納期は約3ヶ月後となります。

独自機能 じ〜んわり、じ〜っくり、極メカ4Dがさらに進化

きわみ 極メカ4D + プラス スローハンド

2つのもみ玉の上下・左右・前後の動きすべての動作時間をコントロールする「極メカ4D」に、今回新たに「スローハンド制御」を搭載。これにより、超低速でじ〜んわり・じ〜っくりとコリを深くもみほぐしてくれる、プロ技のようなマッサージが実現しました。

4D
 上下 左右 前後
 時間

+

**スロー
ハンド**

大容量・高出力のエアータグが全身をしっかり包み込む
部位別強弱調節機能搭載

エアーマジック

さまざまな部位ごとに、強弱調節が可能になったエアータグが心地よく圧迫。もみ技との組み合わせで、身体全体を気持ちよくほぐし血行を促進します。

けりりよう 肩療マッサージ
独自機能

腕部エアーマッサージ

腰・座エアーマッサージ

脚部エアーマッサージ※1

足裏マッサージ※1

※1 脚部・足裏マッサージ連動

業界最多 最大12段階の強弱調節

独自機能 プラス 3Dポイントナビシステム+

独自機能 ベッドポジションを生かした、極上のストレッチ感
パワーストレッチ ■3つの脚部ストレッチ機能 ■スイングストレッチ機能 **NEW**

足裏と腕をじわじわ温めながら、じっくりほぐす

ダブルヒーター **NEW**

ひじ下から指先、足裏部の2つのヒーターが、こころよい温かさを伝えマッサージのウォームアップにも役立ちます。

業界最多 充実のもみ技に、新しく4タイプが登場

32タイプの多彩なもみ技

部位や目的に合わせて、業界最多・全32タイプのもみ技をお楽しみいただけます。

ほぐしもみ上げ

背筋開き

業界最多 32タイプのもみ技を、巧みに組み合わせた

19種類の自動コース

▶ソムリエ30分コース

▶極メカコース(3種)

▶疲労回復コース(3種)

▶リフレッシュコース(3種)

▶やすらぎコース(3種)

▶ストレッチコース(3種)

▶ソフトコース:

ソフトマッサージコース

▶短縮コース:

7分コース

▶メモリーコース

※当社調べ2013年7月現在

[搬入・設置]

●搬入幅
本体搬入69cm+2cm(養生のため)以上必要です。
※一部部品を取り外す場合。

●設置
リクライニングできるスペースをあけて、水平なところに設置する。足方向に60cm以上、頭方向に20cm以上必要です。

フロアマット
上質なデザインを維持したまま床面を保護する、専用のフロアマット付です。

着脱式背パッド、枕
それぞれ簡単に取り外してお手入れすることが可能です。

マッサージチェア AN-60(Premium) Relax Solution Anniversary Premium Model

メーカー希望小売価格：1,000,000円(税抜) ※税抜価格です。

仕様

- 本体寸法(約):
(オートマン収納時) 幅800×奥行1,370×高さ1,180mm
(リクライニング時) 幅800×奥行1,920×高さ720mm
- 組立前最小幅(約):690mm
- リクライニング角度(約):115~165度
- 質量(約):97kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:165W
(ヒーター:55W)(待機電力:0.9W)
- 定格時間:30分
- 医療機器認証番号:225AGBZX00047A02(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

高級本革仕様

ブラック(BK)
JANコード: 4951704168168

木目調パネル

安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)●次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(瘧)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人

●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)●次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(瘧)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人

●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。リモコンスタンドは左右どちらでも設置可能です。

商品のご購入は

オンラインショッピング フジ医療器モール

http://

www.fuji-mall.com/

【受注生産商品です】お客様からの注文をお受けしてから、生産をいたします。納期は約3ヶ月後となります。

商品に関するお問い合わせは

お客様相談窓口のご案内

受付:月曜〜金曜 午前9時〜午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 **06-4793-0818** E-mail **http://www.fujiiryoki.co.jp/**

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

フジ医療器
フリーダイヤル **0120-0120-027-612**

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認のために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のために、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報や業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

一歩 二歩 三歩 踏みしめて60周年

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●記載内容は、平成26年4月現在のものです。

日本製